

LUXLASER

LASER MÉDICAL ET ESTHÉTIQUE



La technologie prend soins de votre corps.

CONCEPTEUR ET DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ
DANS LA VENTE DE MATÉRIEL POUR ESTHÉTICIENNES,
DERMATOLOGUES, MÉDECINS ET CHIRURGIENS ESTHÉTIQUES.

WWW.LUXLASER.ORG



SPÉCIALISTE DES TRAITEMENTS
ET APPAREILLAGES SUIVANTS :



Cluederm™
Entire Beauty Solution

EMSCULPT®

EMSELLA®

EMTONE®

EXILIS ULTRA

HIRONIC



M milesman

IKERNEL

LUXLASER, SOCIÉTÉ FONDÉE EN 2014 VOUS PRÉSENTE SA GAMME COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENTS MEDICO-ESTHÉTIQUE.
NOS MACHINES RESPECTENT LA NOUVELLE LÉGISLATION EFFECTIVE DU 26 MAI 2023 RELATIVE AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX.



ÉPILATION DÉFINITIVE

MILESMAN[®]

LA TECHNOLOGIE D'ÉPILATION AU LASER DE **FABRICATION EUROPÉENNE**.

LE PREMIER LASER DIODE **PORTABLE HAUTE PUISSANCE**.

- ✓ Une efficacité maximum grâce au système VCSEL (Top Flat). 100% d'énergie sur 100% de la zone de contact.
- ✓ **Plus rapide** en atteignant 8 flash par seconde en mode coup par coup ou 10 flash par seconde en mode balayage.
- ✓ **Ultra portable** avec un poids de 9 kg sans avoir besoin d'une unité de refroidissement supplémentaire.
- ✓ **Pièce à main plus légère** (jusqu'à 50% du poids habituel).



2 MODES DE TRAVAIL

Mode Expert

Configuration libre des paramètres pour les utilisateurs expérimentés.

Pré-programmé

Paramètres par défaut pour les utilisateurs qui commencent à épiler.

EXEMPLES DE DURÉE DE TRAITEMENT À HAUTE PUISSANCE



Jambes :
20 minutes



Aisselles :
5 minutes



Milesman
compact

Laser haute puissance
(20-30 j/cm²)

LASER ET IPL
D'IMPORTATION

Faible puissance

Durée
d'impulsion

Inférieure à 30ms

Supérieure à 30ms

Intervalles
entre les sessions

2-3 mois

1 mois

Cellules souches
génératrices de poils

Éliminé
(thermo-coaguler)

Partiellement
endommagée

Résultats

Les poils sont
définitivement
éliminés

Les poils
deviennent
plus fins

Sessions
requis

6 à 8 sessions

Plus de 9 sessions

Longueur d'ondes:
810 nm ou blend (755, 810, 940 et 1064 nm)

**Taux de répétition
en impulsions uniques:**
1-2-3-4-5-6-7-8 Hz.

**Taux de répétition
en mode balayage:**
jusqu'à 10 Hz.

Taille de tête: 10x 10 mm

Puissance de crête: 2000 W.

Dimension du laser:
420x350x230 mm (L x l x H).

Poids du laser: 9 kg*



LEASEIR®

LASER EPILATOIRE.

**LE MEILLEUR RAPPORT
PRIX/PERFORMANCE DU MARCHÉ.**

**PLUS DE
35 CENTRES
ÉQUIPÉS
EN BELGIQUE**

- ✓ EXCLUSIVITÉ TECHNOLOGIQUE.
- ✓ PIÈCE À MAIN REFROIDIE PAR GAZ CRYOGÉNIQUE EN CIRCUIT FERMÉ.
- ✓ AUCUNE BAISSÉ DE PERFORMANCE DÛ À DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS.

Cette puissance présente divers avantages:

- ✓ Une épilation définitive généralement en 6 séances.
- ✓ Un traitement sûr et adapté à tous types de phototypes (I à VI).
- ✓ Pouvoir traiter tout au long de l'année*.



3 TAILLES DE TÊTES
(0,8 cm², 2 cm² et 3,7 cm²)



AUGMENTER VOTRE CAPACITÉ DE TRAVAIL.




**OPTIMISE LES PROCÉDURES DE L'UTILISATEUR
VIA UNE NOUVELLE INTERFACE PLUS INTUITIVE.**



**TOUS LES PARAMÈTRES SÉLECTIONNÉS
AU COURS D'UNE SESSION PEUVENT ÊTRE
VISUALISÉS SUR UN SEUL ÉCRAN.**

(*) Prévoir une phase sans soleil ou banc solaire 15 jours avant le traitement et 1 semaine après).



PUISSANT

La plateforme d'épilation définitive avec un pic de puissance le plus puissant du marché Capable de fournir 40 J/cm² à 4Hz en 20 ms.

SIMPLE ET FACILE D'UTILISATION

La plateforme Leaseir MHR offre un grand confort à l'opérateur grâce à une conception pratique basée principalement sur l'ergonomie de la pièce à main et une pédale qui offre simplicité et facilité d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS

Température de la pointe:	De 0° à 3°
Console:	110 cm x 45 cm x 57 cm
Poids:	50,5 Kg
Type de laser:	4 conformément à la norme EN60825-1
Fréquence de récurrence:	De 1 à 4 Hz et 10 Hz en mode SP
Taille de Spot:	9x9mm, 13,5x15mm et 14,5x25,5mm
Longueur d'onde:	755 nm, 810nm ou 1060 nm au choix ou Blend 810 / 940 / 1060
Fluence:	Max 40 J/cm ² , 20ms
Largeur d'impulsion:	De 1 à 400ms

DÉTATOUAGE LASER

300 PS PICOHI

PICO SECOND®
FABRIQUÉ EN CORÉE.

- ✓ Nouvelle génération de picolaser à **durée d'impulsion réelle de 300ps**. Technologie stable offrant une durée d'impulsion de 300ps.
- ✓ Pas d'effet photothermique, **traitement à effet photomécanique**. Issu du traitement par effet photothermique, le traitement par effet photomécanique permet un traitement sélectif sur des zones ciblées.
- ✓ Diverses pièces à main pour l'amélioration du rajeunissement de la peau. Les pièces à main DOE & MLA peuvent fournir divers types de traitement dans plusieurs tailles et profondeurs en fonction de la zone de traitement.

TRAITE LES COULEURS
ET LE NOIR
AVEC UNE INTERFACE
INTUITIVE ET FACILE




HAUTE PUISSANCE


**Effet maximal sur l'élimination des tatouages,
le traitement des lésions cutanées
et le rajeunissement de la peau.**

- ✓ **Le temps de relaxation cellulaire (SRT) d'un mélanosome de $1\mu\text{m}$ est de 300ps.** L'onde de choc provoquée par l'impulsion picoseconde agit uniquement sur le mélanosome sans être transmise aux tissus environnants.
- ✓ **Le temps de relaxation thermique (TRT) des particules d'encre de tatouage de 10-100 nm est de 100ps-10ns.** L'impulsion d'une durée de 300ps est appropriée pour détruire les particules plus finement que d'autres lasers picosecondes.
- ✓ La puissance de crête élevée liée à une durée d'impulsion plus courte permet la production de fines particules dans la peau. Une puissance de crête élevée avec une durée d'impulsion de 300ps augmente la formation de LIOB et l'effet de rajeunissement.

CONCURRENTS





300 PICOSECOND



EFFET PHOTOMÉCANIQUE

Destruction précise du pigment de mélanine.
Le ciblage sur le pigment est possible avec des effets de dommages importants sur celui-ci.

À la différence des laser nano, les effets du PICOHI300 n'atteignent pas les tissus environnants.



DESTRUCTION PHYSIQUE SUR LE PIGMENT DE MÉLANINE TOUT EN N'AYANT AUCUN EFFET SUR LES TISSUS ENVIRONNANTS

L'effet de bulle dans la peau de PICOHI300 aide à régénérer les tissus qui créent du nouveau collagène pour un effet de rajeunissement de la peau.

LES DIFFÉRENTES TÊTES DE TRAITEMENT



Zoom H/P
1064nm, 532nm

Collimated H/P
1064nm

VMLA H/P
1064nm, 532nm

ZMLA H/P
1064nm, 532nm

DOE H/P
1064nm

DOE H/P
532nm

FACILE D'UTILISATION

ZONE D'AFFICHAGE DE L'ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE.

PRÉPARATION PRATIQUE DU TRAITEMENT.

TROU D'AÉRATION EN AILERON.

CIRCULATION D'AIR RAPIDE ET PUISSANTE.

STOCKAGE DES PIÈCES À MAIN.

TROUVER UN RÉGLAGE FACILE.

ÉCRAN LARGE LCD 12,1"



SPÉCIFICATIONS

Longueurs d'ondes:	Nd: Yag 1064, 532nm	
Durée d'impulsion:	300ps, 275ps	
Energie Pulsée (mj) Max:	500mJ, 250mJ	
Répétition:	1, 2, 5, 10Hz	
Pièce à main:	Zoom H/P Colimated H/P VMLA H/P ZMLA H/P DOE H/P	Taille de spot: 2 à 10mm Taille de spot: 1,5 à 7,5mm Taille du faisceau: 13mm Taille du faisceau: 4 à 12mm Taille du faisceau: 10 x 10 mm
Système de Commodité:	RMS System (Wifi) Ecran LCD 12,1 Zone d'affichage de l'étagère supérieur Stockage des pièces à main Poignée avant arrière cachées	
Puissance électrique:	200 ~ 240VAC, 4,4 KVA, 50/60Hz	
Dimension:	455(W) x 1040(L) x 975(H) mm	
Poids:	150 Kg	



SOINS VISAGE AQUAPURE

UNE STATION DE TRAVAIL COMPLÈTE
POUR UNE PEAU PARFAITE.



AQUAPURE I

L'AQUAPURE I est un appareil de soin du visage multifonctionnel non invasif et facile d'utilisation. Il convient pour tous les types de peau avec des soins complets et personnalisables. Les résultats sont immédiats.

AQUAPURE II

L'AQUAPURE II est un appareil de soins multifonctions pour le visage et le corps qui fusionne la dermabrasion, l'aqua-dermabrasion, l'aqua-nano needling et la LED afin de purifier et rajeunir la peau.



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS

CIBLES

Rides et ridules

Peau atone

Peaux grasses / congestionnées

Peaux à tendance acnéique

Peau sensible

Hyperpigmentation

AQUAPURE I

Anti-comédons
(points noirs)

AQUAPURE II

Réjuvenation
de la peau



TEINT ÉCLATANT ET UNIFORME

PEAU NETTOYÉE EN PROFONDEUR

IMPERFECTION EFFACÉE

(taches, cicatrices, boutons, etc.)

PEAU PLUS JEUNE ET FERME

PEAU LISSÉE

EMBOUTS

AQUAPURE I

Aquapeel

- Retire les cellules mortes et impuretés.
- Nettoyage en profondeur.
- Système de nettoyage automatique.
- Différents niveau d'aspiration pour s'adapter aux différents types de peau.
- À combiner avec l'Aquasolution :



Electrostimulation

- Resserre les pores.
- Stimule les muscles.
- Améliore la fermeté de la peau.
- Stimule la production d'élastine et de collagène.
- Stimule la microcirculation.
- Effet liftant sur le contour des yeux.
- Réduit les rides et les ridules.
- Effet tenseur des muscles.



Electroporation

- Fait pénétrer les principes actifs en profondeur.
- Stimule la microcirculation.
- Rajeunissement de la peau.
- Peau lumineuse et lisse.
- Réduction des rides.



Cryo par application

- Réduite les rides et ridules.
- Ressere les pores.

Effets chauffants

- Apaisant.
- Apporte fermeté et tonicité à la peau.



AQUAPURE II

Diamond (option)

- Abrasion assistée par aspiration.
- Exfoliation mécanique sèche pour éliminer l'excès de sébum, les impuretés et les cellules mortes.
- Traitement non invasif.
- Diminution de l'apparence des rides et ridules.



AD (Aqua-Dermabrasion)

- Dermabrasion avec lotion.
- Facilite l'exfoliation de la peau grâce à la pulvérisation simultanée de solutions.
- Réduction du temps de traitement tout en améliorant l'effet de dermabrasion.
- Élimination de l'excès de sébum, des impuretés et cellules mortes à la surface de la peau.
- Réduction de l'apparence des rides et ridules.
- Hydratation de la peau.



Aqua-Nano Needling

- Stimulation du renouvellement du collagène.
- Amélioration de la microcirculation jusqu'à la couche dermo-épidermique.
- Régénération de collagène.
- Déloge le sébum et nettoie les pores.
- Pénétration de la peau avec de minuscules aiguilles pour faciliter la régénération du collagène.



Lightpure

- Photomodulation par LED.
- Apaiser la peau.
- Protéger de la peau.
- Inverser les signes du vieillissement et les dommages causés par les rayons ultraviolets.
- Pas besoin d'opérateur.



PROTOCOLES

AQUAPURE I

UNE SÉANCE DURE 30 À 50 MINUTES

et nécessite une prise en charge régulière
et un suivi annuel.



AQUAPURE I

SOIN RÉGULIER
ET ENTRETIEN DE LA PEAU

AQUAPURE II

UNE SÉANCE DURE 20 À 40 MINUTES

Différentes options :

- ✓ Phase corrective
avec l'embout Aqua-Nano Needling.
- ✓ Séance « d'attaque »
avec l'embout AD (Aqua-Dermabrasion).



AQUAPURE II

TRAITEMENT DE FOND
POUR DES PATIENTS PLUS EXIGEANTS
SOUHAITANT CORRIGER
LES IMPERFECTIONS DE LEUR PEAU

LED LIGHT THERAPY KN-7000L®

UNE PEAU LISSE ET SANS IMPERFECTION.

Le KN-7000L favorise le métabolisme cellulaire et aide la peau à produire plus de collagène et de tissus fibreux pour lisser et remplir les plis de la peau.

Caractéristiques du KN-7000L Led Light Therapy :

- ✓ Source lumineuse SMD LED haute puissance, disposition matricielle de 30 simulations, intensité plus élevée, spot lumineux plus uniforme.
- ✓ Diverses combinaisons de sources lumineuses, répondant à des besoins cliniques diversifiés.



- ✓ Mode d'irradiation par cycle personnalisé de plusieurs sources lumineuses. **Une seule touche pour compléter le traitement du système!**
- ✓ Système de cantilever télescopique libre : **la source lumineuse peut rester dans n'importe quelle position et angle.**
- ✓ Le système de contrôle de température **intelligent AI assure la sécurité du traitement.**
- ✓ Fonction de mesure de la distance par infrarouge intégrée : assure l'effet du traitement.
- ✓ **5 plans de traitement préenregistrés**, sélection par une seule touche, rendant l'opération plus pratique.
- ✓ 2 modes d'irradiation pour répondre à tous les besoins : continu et par impulsion.



VALIDATION HOSPITALIÈRE ET DERMATOLOGIQUE

Anti-bactérien

Acné inflammatoire

Cicatrisation rapide des plaies

Augmenter l'élasticité de la peau

Éliminer l'inflammation

FACILE D'UTILISATION



ÉCRAN TACTILE 12.1"

AVEC UNE INTERFACE SIMPLIFIÉE
COMPRENANT UNE TÊTE ROTATIVE
POUR PLUS DE FLUIDITÉ D'UTILISATION



CONCEPTION ERGONOMIQUE

ERGONOMIQUE DE LA STRUCTURE
POUR FACILITER SON UTILISATION



SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DIRIGÉ PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

POUR PRODIGUER DES SOINS
DE MANIÈRE SÉCURISÉE



3 TYPES DE LUMIÈRE DIFFÉRENTES:

- Rouge: Traitement basique
pour traiter l'acné profonde
- Bleu: Traitement de l'acné moyenne
- Jaune: Simulation de la microcirculation

HIFU®

LIFTING DU VISAGE ET RESSERREMENT DE LA PEAU.

Ulfit est un système de remodelage du corps non invasif à base d'ultrasons efficace pour le lifting du visage et le resserrement de la peau.

Les avantages :

- ✓ La vitesse de tir de l'applicateur pour le visage pour **moins de douleur et une meilleure efficacité.**
- ✓ **Un applicateur à mouvement circulaire le plus grand au monde.**
- ✓ Une technologie permettant une distribution de l'énergie de manière étendue et **30% plus rapide que les autres systèmes disponibles sur le marché.**
- ✓ Un mode spécial de contrôle de la douleur pour réduire au maximum l'inconfort du patient.
- ✓ Une interface facile et pratique d'utilisation.



PLUS EFFICACE ET PLUS RAPIDE



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



SOINS VISAGE

BODY CONTURING



EMBODY™

TRAITEMENT APPROUVÉ
POUR TONIFIER LES MUSCLES.

**Pourquoi se focaliser
sur le traitement des muscles ?**

- ✓ Augmentation de l'intérêt du public pour la sculpture du corps.
- ✓ Les patients veulent plus que simplement réduire leur masse grasseuse, ils veulent se muscler.
- ✓ 8 personnes sur 10 remplaceraient volontiers la musculation par un traitement non invasif.



AVANT



APRÈS EMBODY®



**EMBODY® OFFRE UN RENFORCEMENT
ET UNE TONIFICATION EFFICACE DES ABDOS
AVEC UN TRAITEMENT NON INVASIF.**

EMBODY® VOUS GARANTIT UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE :



Pas de services complémentaires payants.



La machine fonctionne seule,
pas besoin d'engager plus de travailleurs.



La procédure est **rapide et efficace** :
30 minutes sans aucune préparation nécessaire.



Embody se base sur la technologie HIFEM® dont

L'EFFICACITÉ A DÉJÀ ÉTÉ PROUVÉE DANS 41 ÉTUDES CLINIQUES

FONCTIONNEMENT :

Embody® est une procédure Originale HIFEM® (High-Intensity Focused Electro Magnetic). Cette technologie induit des milliers de contractions musculaires puissantes en une seule séance. Ce nombre élevé de stimuli ne peut être atteint par aucune séance d'entraînement et entraîne les fameuses contractions supramaximales.

L'exposition des muscles à ces contractions supramaximales entraîne **un remodelage de leur structure interne**.



RÉSULTAT :

Une **augmentation du volume musculaire** et de la densité des fibres musculaires.



EMSCULPT neo®

ÉLIMINE LA GRAISSE
ET SCULPTE LE CORPS
DES PATIENTS.



MOINS **-30%**
de Graisse
en moyenne*

+25%
de Muscles
en moyenne* PLUS

✓ Emsculpt Neo® est un système 2 en 1 qui combine les technologies RF pour la graisse et HIFEM pour les muscles. **Le système élimine la graisse et sculpte le corps des patients.**

✓ Emsculpt Neo® est le premier système de son genre avec une combinaison unique. Emsculpt Neo® présente une solution brevetée d'application simultanée de RF et HIFEM+. **Pour la première fois dans l'histoire, la radiofréquence et le champ électromagnétique de haute intensité sont combinés en un seul applicateur.**

✓ Emsculpt Neo® propose **des résultats reproductibles prouvés par des études cliniques.**

✓ Une plus large communauté de patients.




INDUCTION PAR RF



ÉCHAUFFEMENT DES MUSCLES SOUS-JACENTS

Grâce à l'échauffement RF, Emsculpt Neo® est la seule procédure qui travaille les muscles à chaud. La température musculaire augmente rapidement de plusieurs degrés.


Les muscles sont préparés à l'exposition au stress, comme un échauffement avant tout.




L'EFFET THERMIQUE LE PLUS RAPIDE DU MARCHÉ

En moins de 4 minutes, la température de la graisse sous-cutanée atteint des niveaux qui provoquent l'apoptose, c'est-à-dire que les cellules adipeuses sont endommagées de façon permanente et lentement éliminées du corps.

Des études cliniques ont montré une réduction de 30 % de la graisse sous-cutanée.



CONTRACTIONS PAR HIFEM+



LES CONTRACTIONS SUPRAMAXIMALES DES MUSCLES


En s'affranchissant des limites du cerveau, l'énergie HIFEM+ contracte les fibres musculaires d'une zone donnée à des intensités qui ne sont pas réalisables lors d'un entraînement volontaire.



LA CROISSANCE MUSCULAIRE

Un stress extrême force le muscle à s'adapter, ce qui entraîne une augmentation du nombre et de la croissance des fibres et des cellules musculaires.

Des études cliniques ont montré une augmentation moyenne de 25 % du volume musculaire.





EMSCULPT

LE SEUL ET UNIQUE SYSTÈME
AYANT PROUVÉ SES RÉSULTATS.

EFFICACITÉ

Résultats durables:

+16% de masse musculaire
et -19% de masse grasseuse*

MULTIPLICITÉ

Applicateurs multiples pour le traitement
de 5 parties du corps (abdomen, fesses, biceps, triceps, mollets).

SÉCURITÉ

Approuvé par la FDA et marqué du CE médical de classe
IIa, le dispositif est sans événements indésirables signalés.

CONSISTANCE

Plus de 2 million de traitements effectués dans le monde.

UNICITÉ

La première et la seule technologie HIFEM®
qui développe les muscles et brûle les graisses.

LEADERSHIP

Plus de 4000 installations dans le monde.

POPULARITÉ

Realself #1 traitement tendance de remodelage non chirurgical.

TOTALE CONFIANCE

BTL a 19 ans d'expérience en magnétothérapie.



Les procédures actuelles s'adressent à la graisse et à la peau. Mais qu'en est-il des patients qui souhaitent améliorer le tonus et la forme de leur ventre ou de leur fessier ? Après tout, plus du tiers de leur corps est composé de muscles.

LA PROCÉDURE EMSCULPT® EST :

**LA PREMIÈRE PROCÉDURE AU MONDE
QUI S'ADRESSE SIMULTANÉMENT
AUX MUSCLES ET À LA GRAISSE**

**L'UNIQUE SOLUTION NON-INVASIVE
POUR UN LIFTING DU FESSIER**



ÉLARGIR VOTRE PATIENTÈLE

- ✓ Patients cherchant une amélioration du MUSCLE et de la GRAISSE
- ✓ Patients qui ne sont pas candidats aux procédures de remodelage corporel actuelles
- ✓ Patients à la recherche d'une alternative non invasive au lifting du FESSIER

**SOUTENU PAR 20 PUBLICATIONS
DU COMITÉ DE LECTURE DU MONDE ENTIER**



BODY CONTURING




X-WAVE™

AMÉLIORER L'ÉLASTICITÉ,
LA FERMETÉ ET LA DOUCEUR
DE LA PEAU.

Le BTL X-Wave™ est un appareil à ondes acoustiques permettant de réduire la cellulite et stimuler la production de collagène.

Les avantages:

- ✓ Seulement 6 à 8 traitements.
- ✓ Résultats mesurables et visibles.
- ✓ Traitement des fesses/bras/cuisses/abdomen.
- ✓ Coût minime des consommables.
- ✓ Patients très satisfaits.
- ✓ Personnalisable avec une polyvalence inégalée dans une gamme de traitements.
- ✓ Peut être utilisé en conjonction avec d'autres appareils BTL.



Zones d'action

Cellulite
Cicatrices
Vergetures

La thérapie par ondes acoustiques a été scientifiquement prouvée depuis plus de 30 ans dans divers traitements médicaux (par exemple, la désintégration des calculs rénaux).

En médecine esthétique, les ondes acoustiques radiales douces ont été adaptées avec succès aux besoins cliniques de la thérapie de la cellulite et du traitement de la cellulite.



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS

Les praticiens de l'esthétique utilisent le BTL X-Wave™ principalement pour les indications suivantes :

THÉRAPIE ANTI-CELLULITE

RESSERREMENT DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF

AMÉLIORATION DE L'ÉLASTICITÉ DE LA PEAU

RÉDUCTION DE LA CIRCONFÉRENCE

ÉLIMINATION DE LA CONGESTION LYMPHATIQUE

TRAITEMENT DES CICATRICES ET DES VERGETURES



EXILIS ULTRA 360™

TRAITEMENT THERMIQUE
PAR COMBINAISON DE RF
ET D'ONDES ACOUSTIQUES.

TRAITE ET RAFFERMIT
TOUTES LES PARTIES DU CORPS
DE LA TÊTE AUX PIEDS.

- ✓ L'Exilis procure des **résultats durables et mesurables**.
- ✓ Avec son **système avancé non-invasif**, toutes les zones peuvent être facilement traitées et améliorées.
- ✓ La surveillance de la température en temps réel fournit plus de contrôle pour un réchauffement précis des tissus. L'Exilis permet **une puissance maximale, sans gêne**.



CONTRÔLE TOTAL
DE LA SUPERPOSITION



SURVEILLANCE
DE LA QUALITÉ DU CONTACT



CONTRÔLE
DE LA TEMPÉRATURE



- ✓ Sa conception ergonomique permet de réduire la fatigue de l'opérateur et de fournir un **contrôle précis, même autour des yeux**.
- ✓ L'Exilis Elite™ peut être utilisé en toute sécurité, sur tous les types de peau et offre la valeur ajoutée de l'exigence de **produits consommables peu coûteux**.



VISAGE

Rides et relâchement de la peau



AVANT



APRÈS

CORPS

Réduction des amas graisseux & raffermissements de la peau



AVANT



APRÈS


PARTIES INTIMES

Relâchement vaginal

EXILIS ULTRA 360™

AMÉLIORATION DU RELÂCHEMENT DE LA PEAU DU VISAGE

Grâce au procédé Volumetric Heating à 360°, des résultats sur le rajeunissement de la peau et la réduction des rides sont obtenus lors d'un traitement de courte durée.



L'énergie thermique appliquée de façon ciblée attaque les fibres du collagène.

La structure en triple hélice du collagène est modifiée par la chaleur et le processus de transformation est mis en route. Le processus naturel de guérison permet aux fibroblastes de produire de nouvelles fibres de collagène.

- ✓ L'embout de l'applicateur à 360° spécialement conçu **facilite le traitement de zones difficiles d'accès**, comme la zone périorbitaire.
- ✓ Une **grande surface de contact** permet d'obtenir des résultats encore plus homogènes.



RÉDUCTION DES GRAISSES DU CORPS


Un raffermissement de la peau et une réduction des amas graisseux peuvent être obtenus sur différentes zones du corps sans limites d'IMC ou de type de peau.

- ✓ Grâce à l'application contrôlée de la chaleur et du refroidissement, **l'énergie pénètre dans les différentes couches de la peau.**
- ✓ Le changement de température pendant le traitement permet de **traiter toutes les couches de la peau, des plus profondes aux plus superficielles.**
- ✓ Le contrôle de la température en temps réel permet une **application plus précise de la chaleur** sur la peau.
- ✓ La conception de l'applicateur permet à l'utilisateur de **vérifier la température et d'ajuster les paramètres de traitement.**

PARTIES INTIMES DE LA FEMME

La procédure consiste en un mouvement doux de va et vient assurant un **niveau de confort maximal**. Il n'est donc pas nécessaire de procéder de côté, ce qui forcerait le praticien à tourner l'applicateur pour l'introduire dans le vagin.

- 96% Amélioration de la tonicité vaginale**
- 93% Amélioration de la satisfaction sexuelle**
- 37% Augmentation de la teneur en élastine**





EMTONE®

LE FUTUR DU TRAITEMENT
ANTICELLULITE.

Voulez-vous traiter des patients qui :

- ✓ Présentent une cellulite souple ou dure et un relâchement cutané ?
- ✓ En ont assez de suivre de longues procédures ?
- ✓ Veulent constater des résultats immédiats sans convalescence ?

EMTONE® offre une association révolutionnaire de deux technologies éprouvées, ce qui en fait **le premier et l'unique dispositif qui traite les 5 causes de la cellulite.**

C'est aussi le seul dispositif qui émet simultanément de la radiofréquence monopolaire et de l'énergie par pression ciblée (EPC).



TOUTES LES CAUSES
DE LA CELLULITE



ÉNERGIES THERMIQUE
& MÉCANIQUE



TOUS LES TYPES DE CORPS
& DE PEAUX



NON INVASIF
& SANS ANESTHÉSIE



RÉSULTATS EN 4 SEMAINES*

(*) Les résultats peuvent varier d'un patient à l'autre

Attaquez la cellulite de manière efficace en mixant Emsculpt® et Emtone® pour tendre et tonifier la peau avec des résultats plus efficace et visibles en quelques semaines.

La thérapie tonique est la première solution pour traiter et améliorer:

- ✓ La texture et l'apparence de la peau
- ✓ Les fibres de soutien sous-jacentes
- ✓ La circulation sanguine
- ✓ La force musculaire



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS

PAS D'AIGUILLES

PAS D'ANESTHÉSIE

PAS DE TEMPS D'ARRÊT, PAR D'ÉVICTION SOCIALE

BODY CONTURING



EMSELLA®


DITES NON!
À L'INCONTINENCE.

Une technologie électromagnétique focale
de pointe à haute intensité (HIFEM®)
pour tous les types d'incontinence.



SCIENTIFIQUEMENT VALIDÉ

Les recherches scientifiques ont montré que 95% des patients traités
constataient une amélioration notable de leur qualité de vie.*



**RÉDUCTION
DES PROTECTIONS**



**SATISFACTION
PATIENT***



**LES PATIENTS
RESENT
ENTIÈREMENT
HABILLÉS**



LE CONFORT AVANT TOUT

BTL EMSELLA® a été conçu
pour assurer un confort maximal
au personnel traitant et à la patiente

(*) Les résultats peuvent varier individuellement.

- ✓ Traite toute la zone du plancher pelvien.
- ✓ 75 % des patients traités ont réduit ou totalement éliminé l'utilisation de serviettes hygiéniques.*
- ✓ Un traitement confortable sans temps d'arrêt permet une meilleure rétention des patients et des taux de conversion.
- ✓ La thérapie sans opérateur ni consommable maximise la rentabilité du cabinet.



UNE TECHNOLOGIE QUI TRAVAILLE POUR VOUS



SANS OPÉRATEUR



SANS CONSOMMABLES



REVENUS ADDITIONNELS


Que ce soit en raison de l'âge, d'un accouchement ou de la ménopause, de nombreuses femmes s'intéressent aux traitements de l'incontinence urinaire.

BTL EMSELLA® utilise la technologie HIFEM® pour **stimuler les muscles profonds du plancher pelvien** et rétablir le contrôle neuromusculaire.

L'**efficacité de la méthode** repose sur l'énergie électromagnétique focalisée, la pénétration en profondeur et la stimulation de du plancher pelvien.


Une seule séance de BTL EMSELLA® entraîne des milliers de contractions musculaires supra-maximales des muscles du plancher pelvien, qui sont essentielles pour la **rééducation musculaire des patientes incontinentes**.

**FAIBLESSE DES MUSCLES
DU PLANCHER PELVIEN**



AVANT

**STIMULATION
ET RENFORCEMENT DU MUSCLE**



APRÈS

LUXLASER



66 ROUTE D'ARLON · 8210 MAMER · LUXEMBOURG
+352 661 21 77 77 · A.THEISMANN@LUXLASER.LU
R.C.S. B190006 · TVA LU27126784

WWW.LUXLASER.ORG